



# Punto di fusione

---

Apparecchi



# Punto di fusione

## Apparecchi



### Punto di fusione di Antes

Per la determinazione del punto di fusione.  
La tubolatura laterale permette un riscaldamento graduale.  
Fornito senza termometro, tappi e capillari.  
Diametro mm 20, diametro tubo laterale mm 10.  
Altezza mm 210.

Modello	Codice
Antes	QS00020



### Punto di fusione di Thiele

Apparecchio di Thiele per la determinazione del punto di fusione.  
Il capillare con il campione immerso nell'apparecchio viene scaldato progressivamente tramite la tubolatura laterale.  
Diametro mm 20, diametro tubo laterale mm 10.  
Altezza mm 160.

Modello	Codice
Thiele	QS00075