



**Fapa s.a.s.**

Via Pascoletto, 20 24040 Lallio (BG)

Tel. 035.6221219 Fax. 035.4372675

fapa@fapa.bg.it

www.fapa.bg.it

## **AGITATORE A SCUOTIMENTO VERTICALE**

**MOD. 709 / V**

**COD. 29970017**

**CODICE CIVAB ALAASA9V**



Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1.2011 e CEI EN 61010-2-051.

## DESCRIZIONE

L'agitatore a scuotimento verticale mod.709/V ha un piano di lavoro con uno spostamento verticale di mm.30, adatto ad ogni tipo di agitazione ed in particolare nelle estrazioni.

Regolazione elettronica della velocità da 100 a 400 oscillazioni al minuto (a passi di 1/min, 10/min o 100/min).

Possibilità di funzionamento in continuo o prefissato da 1 a 999 minuti.

Memorizzazione di 4 programmi separati dei valori tempo e velocità.

Pannello in policarbonato antigraffio con display per la visualizzazione della velocità (RPM) o del tempo rimanente alla conclusione del ciclo.

Costruzione esterna in acciaio verniciato in polvere, e piano di lavoro in acciaio inox AISI 304. Interruttore generale luminoso.

L'agitatore 709/V necessita di un supporto per imbuti separatori da scegliere fra i seguenti, o del cestello universale, da ordinare separatamente come `accessorio`:

- ◆ supporto per nr. 4 imbuti da cc. 500 o da cc. 1000/2000.
- ◆ supporto per nr. 8 imbuti da cc. 100 o da cc. 250.
- ◆ cestello universale per beute e bicchieri con cursori regolabili.

## CARATTERISTICHE

### DATI TECNICI

- ◆ Dimensioni piano di lavoro LxP: 550 x 330 mm.
- ◆ Dimensioni d'ingombro LxPxAltezza: 630 x 455 x 665 mm.
- ◆ Peso: 33 Kg (completo di supporto porta imbuti).
- ◆ Portata max: 10 Kg

### DATI ELETTRICI

- ◆ Tensione alimentazione: 230 V - 50 Hz
- ◆ Assorbimento: 70 W
- ◆ Fusibili di protezione: 2 x 2 AF (5 x 20) mm.
- ◆ Presa di collegamento rete: 10 A

## ACCESSORI - CESTELLI PER IMBUTI SEPARATORI



## OPZIONE

Agitatore a scuotimento verticale mod.709/V con cestello universale adatto ad alloggiare e fissare mediante cursori regolabili, beute e bicchieri di varie dimensioni.



**Fapa s.a.s.**  
Via Pascoletto, 20  
24040 Lallio (BG)  
Tel. 035.6221219  
Fax. 035.4372675  
fapa@fapa.bg.it  
www.fapa.bg.it