



Fapa s.a.s.

Via Pascoletto, 20 24040 Lallio (BG)

Tel. 035.6221219 Fax. 035.4372675

fapa@fapa.bg.it


www.fapa.bg.it

AGITATORE A PIATTO ROTANTE E VELOCITA' REGOLABILE

MOD. 712/R

COD. 29970002

CODICE CIVAB ALAASA72



Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1:2001 e CEI EN 61010-2-051.

L'agitatore a piatto rotante mod. 712/R è particolarmente adatto per rendere e mantenere omogenei campioni di sangue e sospensioni cellulari. Disco rotante munito di 36 clips con inclinazione a 57° e 63°. Il disco è munito di frizione che permette l'inserimento o l'espulsione di provette senza fermare l'apparecchio.

Regolazione della velocità di rotazione mediante regolatore a manopola da 10 a 60 giri al minuto.

Costruzione esterna in acciaio verniciato a polvere antiacida.

Interruttore generale e spia luminosa di accensione.


CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

- ◆ Dimensioni disco Ø 240 mm. – 36 clips
- ◆ Dimensione d'ingombro LxPxA: 315 x 280 x 300 mm.
- ◆ Peso 6 Kg.

DATI ELETTRICI

- ◆ Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz.
- ◆ Assorbimento 40 W
- ◆ Fusibili di protezione 2 fusibili x 0,5 AF (5 x 20) mm.
- ◆ Presa di collegamento rete 10 A



- 1 Fusibili di protezione / Overload fuses
- 2 Presa per cavo di rete / Cable power outlet
- 3 Interruttore generale / Main switch
- 4 Spia luminosa di accensione / Power led bright
- 5 Regolatore di velocità / Speed regulator



Fapa s.a.s.
Via Pascoletto, 20
24040 Lallio (BG)
Tel. 035.6221219
Fax. 035.4372675
fapa@fapa.bg.it
www.fapa.bg.it