



FAPA sas  
Via Pascoletto 20  
-24040, LALLIO (BG)  
tel. 035 622 12 18  
fax 035 437 26 75  
info@fapa.bg.it


## FILTRI A CARBONI ATTIVI E CUNCTATOR®



### FILTRO A CARBONI ATTIVI (mod. F007)

Filtro a carboni attivi in granuli utilizzabile in tutti i modelli di armadio per chimici, acidi e basi.


Dimensioni (LxPxH):  
mm. 245x235x30



### FILTRO A CARBONI ATTIVI PER FORMALINA (mod. F007F)

Filtro a carboni attivi in granuli per formalina utilizzabile in tutti i modelli di armadio per chimici, acidi e basi.

Dimensioni (LxPxH):  
mm. 245x235x30



### CUNCTATOR®

Sistema elettronico per la sostituzione dei filtri. Avverte l'operatore quando è tempo di sostituire il filtro con un segnale acustico e luminoso.