



Fapa s.a.s.

Via Pascoletto, 20 24040 Lallio (BG)

Tel. 035.6221219 Fax. 035.4372675

fapa@fapa.bg.it

www.fapa.bg.it

AGITATORE PER SACCHE PIASTRINE

MOD. 723

COD. 29970018

CODICE CIVAB MSAASA73



Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1:2001 e CEI EN 61010-2-051.

DESCRIZIONE

L'agitatore per sacche piastrine mod. 723 è dotato di cestello a celle separate, atto a contenere n°18 sacche piastrine da cc. 400.

La velocità costante (di 5 giri al minuto), consente di mantenere in continua sospensione il materiale cellulare prima della trasfusione.

Il cestello forato permette una circolazione d'aria, in modo da evitare variazioni di temperatura.

Il motore è disposto in posizione tale da garantire un lavoro continuo per molte ore senza rischi di surriscaldamenti.

Costruzione esterna in acciaio con verniciatura antiacida a polvere, cestello in acciaio inox AISI 304 2B satinato.

Interruttore generale luminoso.


CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

- ◆ Dimensioni piano lavoro 9 scomparti LxPxA: 255 x 20 x 150 mm.
- ◆ Dimensioni d'ingombro LxPxA: 520 x 280 x 360 mm.
- ◆ Peso 10 Kg.

DATI ELETTRICI

- ◆ Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz.
- ◆ Assorbimento 45 W
- ◆ Fusibili di protezione 2 fusibili x 0.5 A (5 x 20) mm.
- ◆ Presa di collegamento rete 10 A



- 1 Interruttore generale luminoso
- 2 Fusibili di protezione
- 3 Cestello porta sacche a celle separate
- 4 Presa per cavo di alimentazione



Fapa s.a.s.
 Via Pascoletto, 20
 24040 Lallio (BG)
 Tel. 035.6221219
 Fax. 035.4372675
 fapa@fapa.bg.it
 www.fapa.bg.it