



FALC INSTRUMENTS s.r.l.


SCHEDA TECNICA

## AGITATORE F91 – F91 T

Fapa s.a.s.  
Via Pascoletto, 20  
24040 Lallio (BG)  
Tel. 035.6221219  
Fax. 035.4372675  
fapa@fapa.bg.it  
www.fapa.bg.it



- Struttura in acciaio verniciata a forno con polvere epossidica antiacida.
- Controllo della temperatura PID tramite microprocessore (F91 T).
- Lettura digitale della temperatura (F91 T).
- Spia di indicazione di piastra calda (superiore ai 50°C)
- Piatto d'appoggio 160x160 in vetroceramica



### DATI TECNICI


		F91	F91 T
Piatto d'appoggio LxP	mm	160x160	160x160
Superficie riscaldante	mm	120x120	120x120
Capacità d'agitazione in H <sub>2</sub> O	Lt	15	15
Velocità variabile	r.p.m.	150 ÷ 1500	150 ÷ 1500
Temperatura impostabile	°C	50 ÷ 550	50 ÷ 550
Regolatore di temperatura		Analogico	Digitale Risoluzione 1°C Precisione ±1°C
Sonda esterna		No	*Si
Potenza	W	550	550
Dimensioni esterne LxPxH	mm	220x240x145	220x240x145
Peso	Kg	3,6	3,6
Codici		601.0122.91	601.0122.93

Alimentazione  
V/Hz  
230/50-60

Classe di  
sicurezza  
0

Classe di  
protezione  
IP 40

### ACCESSORI

DESCRIZIONE	Codice
 <p><i>* Kit per sonda esterna</i> (asta-pinza-sonda)</p> <p>Permette di controllare direttamente la temperatura nel liquido</p> <p>Temperatura massima: 200°C Risoluzione display: 0,1°C</p> <p>Lo strumento emette un segnale acustico e si spegne nel caso in cui la sonda venga estratta dal liquido, se il livello non è sufficiente o si rompe la sonda.</p> <p>Utilizzabile solo con il modello F91 T</p>	601.0125.08



FALC INSTRUMENTS s.r.l.

DATA SHEET

## STIRRER F91 – F91 T

Fapa s.a.s.  
Via Pascoletto, 20  
24040 Lallio (BG)  
Tel. 035.6221219  
Fax. 035.4372675  
fapa@fapa.bg.it  
www.fapa.bg.it



- Structure in steel coated with acid resistant epoxy paint.
- PID temperature control by microprocessor (F91 T).
- Digital readout of the temperature (F91 T)
- Led hot status warning (over 50°C)
- Plate support 160x160 in glass-ceramic



### TECHNICAL DATA


		F91	F91 T
Plate dimension WxD	mm	160x160	160x160
Heated area	mm	120x120	120x120
Stirrer capacity in H <sub>2</sub> O	Lt	15	15
Stirrer speed	r.p.m.	150 ÷ 1500	150 ÷ 1500
Set temperature	°C	50 ÷ 550	50 ÷ 550
Temperature controller		Analog	Digital Accuracy 1°C Precision ±1°C
External probe		No	*Yes
Power	W	550	550
Dimension WxDxH	mm	220x240x145	220x240x145
Weight	Kg	3,6	3,6
Code		601.0122.91	601.0122.93

Supply  
V/Hz  
230/50-60

Security  
Class  
0

Protection  
Rating  
IP 40

### ACCESSORIES

DESCRIPTION	Code
 <p><i>* Kit for external probe</i> (Rood-Clamp-Probe)</p> <p>To Control directly the liquid temperature Maximum temperature: 200°C Accuracy: 0,1°C</p> <p>The unit automatically beep and shut when the probe left outside by negligent, or solution dried out, or probe malfunction</p> <p>Use only with F91 T</p>	601.0125.08