

PRISM MINI

Nuovo modello, semplice da usare, compatta ed economica, pensata per essere collocata sul bancone senza creare ingombro e per avere uno strumento "personal" sempre a portata di mano. Dotata di 2 rotori facilmente intercambiabili, arriva ad effettuare "spinnate" fino a 6.000 rpm/minuto, RCF 2000xg, silenziosa, permette accelerazioni e decelerazioni rapide. Il suo design permette un eccellente passaggio d'aria durante la centrifugazione. Dimensioni mm. 132x132x112 H
Opzionali adattatori per microprovette da 0,2, 0,4 e 0,5 ml.

Modello PRISM MINI

Accessori:

modello	descrizione
C1205-8	Set di 8 adattatori per provette da 0,5/0,6 ml.
C1206-8	Set di 8 adattatori per provette da 0,4 ml.
C1222-8	Set di 8 adattatori per provette da 0,2 ml.

Centrifughe da banco di base

Spectrafuge™ 6C

La centrifuga Spectrafuge™ 6C è stata progettata per la rapida produzione di PPP (plasma povero di piastrine) e PRP (plasma ricco di piastrine), così come per altre applicazioni in laboratori clinici e di ricerca. I parametri sono impostati attraverso due manopole e i loro valori visualizzati su grandi display digitali. Il funzionamento può essere in continuo, temporizzato o momentaneo; per le centrifugazioni momentanee è sufficiente premere e mantenere premuta la manopola Start.

Possibilità di essere utilizzata in camera fredda.

modello	Spectrafuge™ 6C
massimo volume di carico (ml)	6x15
velocità massima (RPM)	6.500
RCF massima (xg)	4.015
timer	∞ / 30" ÷ 30'
dimensioni esterne (mm)	210x240x180
peso (Kg)	4
alimentazione	230V

Accessori:

modello	descrizione
C0200-17A	Set di 6 adattatori per provette da 7/5 ml (consultare la tabella "Compatibilità Spectrafuge™ 6C - provette").

Compatibilità Spectrafuge™ 6C - provette

		Provette per sangue standard					Provette per sangue Sarstedt							
Dimensioni (mm)	17x120	16x125	16x100	13x100	12x75	15x102	16x92	15x92	13x90	11x92	11x66	13x65	8x66	
Capacità* (ml)	15	15	10	7	5	10	9-10	7-8	4,9	4-5	2-3	2-3	1-1,4	
Raggio (cm)	8,2	8,5	8,5	7,7	7,7	8,5	8,5	8,5	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	
RCF massima	3.873	4.015	4.015	3.637	3.637	4.015	4.015	4.015	3.637	3.637	3.637	3.637	3.637	
n° provette per rotore	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Adattatori C0200-17A	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	

*in funzione del volume del siero.



Fapa s.a.s.
Via Pascoletto, 20
24040 Lallio (BG)
Tel. 035.6221219
Fax. 035.4372675
fapa@fapa.bg.it
www.fapa.bg.it

