

# iThermo L Touch

Termobilancia con visore touch screen



In laboratorio e nelle linee di controllo qualità:

+ efficienza

+ produttività

+ interattività con l'utente



**Risoluzione:**

**Ripetibilità (sd) con quantità campioni 2 g:**

**Ripetibilità (sd) con quantità campioni 10 g:**

**Modalità risultato:**

**Portata:**

**Risoluzione:**

**Range di temperatura:**

**Modalità di taratura termometro:**

**Metodo fine essiccazione:**

**Profilo temperatura:**

**Programmi memorizzabili:**

**Visualizzazione grafico essiccazione:**

0.01%

0.05%

0.02%

%M(umidità), %R(residuo),

%A(atro), Peso

160g

1mg

35-160 °C

1 o 2 punti impostabili  
(valori di default 80 e 150 °C)

Manuale, tempo, autostop%,  
autostop assoluto

Standard, rapido, rampa, livelli

300

Si